

# Clinical Video(仮称)

# Recording System



## Clinical Video Recording System 機能

### Easy

操作はタッチパネルを採用し、簡単に録画・停止などの操作が可能です。

### Dual Recording

二つの映像を同時に録画可能です。


### Cooperation

波形ファイリングシステム「Medical Operation Recording System」と連携して、過去波形と録画映像を同期して表示可能です。

### Customize

ご要望に応じてカスタマイズやその他システムとの連携などカスタマイズすることも可能です。

# システム概略図



## 仕様一覧

### ◇撮影用 PC


OS	確認中
CPU	intel Core-i7 相当
メモリ	8GB 以上
HDD	SSD256GB 以上
モニタ	10 インチ以上タッチパネル

### ◇管理・配信用サーバ

OS	確認中
CPU	Xeon ??相当
メモリ	16GB 以上
HDD	SSD1TB 以上
RAID	RAID1 or RAID5 相当

## 画面一覧 (例)

### 撮影用 PC ソフトウェア



※仕様および画面は開発中のため変更・修正などを行う可能性が御座います。

### 【発売・販売】

## ヒロヤ株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国 4-2-7  
ラウンドビル 4F  
TEL03-5624-7174 FAX03-3635-7872  
Mail : support@hiroya-si.co.jp  
URL : http://www.hiroya-si.co.jp



### 【開発・製造・保守】

## 株式会社デジタル

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-9-5  
サウスウイング東五反田ビル 2F  
TEL03-5624-7174 FAX03-3635-7872  
Mail : info@digital-corp.co.jp  
URL : http://www.digital-corp.co.jp

